

Individuelle Lösungen für Ihre Kinderaudiometrie **MAICO - Kindertisch**



- ! Individuelle Fertigung nach Kundenwunsch möglich
- ! Diverse Bauformen, farbige Oberflächen und Holzarten wählbar
- ! Praxisnahes, sehr einfaches und kindgerechtes Bedienungskonzept
- ! Audiometriesoftware mit umfangreichen Möglichkeiten
- ! Neu! Direkter Zugriff auf Sprachtests von der Festplatte
- ! Neue komfortable Bildsteuerung für den "Mainzer Kindersprachtest"
- ! Konditionierung der Kinder mit Lichtern, Bildern oder Spielzeug
- ! Ergonomische Ausstattung und faires Preis-/ Leistungsverhältnis



Die Referenz für die moderne Kinderaudiometrie

MAICO - Kindertisch

Individuelle Lösungen

Beim **MAICO - Kindertisch** handelt es sich nicht nur um einen "einfachen Tisch", sondern dahinter steht ein umfangreiches, flexibles Programm für die moderne Kinderaudiometrie. Das Besondere daran ist, daß Ihre individuellen Anforderungen in die Gesamtkonzeption mit einfließen können. Deshalb steht eine sorgfältige, umfassende Bestandsaufnahme und Analyse am Anfang unserer Beratung.

Modulares Konzept

Jeder Audiometrieraum ist unserer Erfahrung nach anders beschaffen, sowohl von den Raummaßen als auch hinsichtlich der Akustik. Auch die Ansprüche an die Abläufe bei der Audiometrie sind oft verschieden. Deshalb haben wir unser Kindertisch-Konzept komplett modular aufgebaut. Sie suchen sich die passenden Bausteine einfach daraus aus. Diese stellen wir dann als Lösungsvorschlag für Sie zusammen, so daß ein schlüssiges Konzept entsteht. Überdies ergibt sich als Vorteil, daß Sie bei uns von der einfachen und preiswerten Kinderaudiometrieanlage bis hin zum kompletten pädaudiologischen Meßplatz maßgeschneiderte Lösungen erhalten.

Modernste audiologische Technik

Eine mit aktuellster Technik ausgerüstete Kinderaudiometrieanlage von **MAICO** ist herkömmlichen Systemen hinsichtlich Ergonomie, Komfort und Bediengeschwindigkeit deutlich überlegen. Als Beispiel können die komfortable Einzelwortsteuerung und ein direkter, schneller Zugriff auf die verschiedenen Sprachtests von der Festplatte genannt werden. Das Hantieren mit CD's wird damit überflüssig. Doch bei allem Einsatz neuester Technik muß eine gute Kinder-audiometrieanlage so ausgerichtet sein, daß das Kind im Mittelpunkt steht.

Preis und Leistung

Jede Leistung hat ihren Preis. Trotzdem ist es unser Ziel, den von Ihnen gesetzten finanziellen Rahmen nicht zu überschreiten. Dank des modularen Aufbaus des **MAICO**-Kindertisches können Sie jedoch auch "klein anfangen" und später sinnvoll aufrüsten. Dies schafft Ihnen zugleich Sicherheit für die Zukunft.

Die Ausstattungsmöglichkeiten:

- ✓ Ton- und Sprachaudiometer, 2-kanalig, Freifeld
- ✓ Hochtonaudiometrie bei Luftleitung bis 16 kHz
- ✓ Ton- und Sprachaudiometer, ferngesteuert über PC
- ✓ Fernsteuerung mit PC-Tastatur oder Audio-Keyboard
- ✓ Überschwellige Tests: SISI, Lüscher, Langenbeck, Fowler, Carhart, Stenger, Weber, Rinne
- ✓ Diverse Sprachtests mit Möglichkeit der Einzelwortsteuerung direkt von der Festplatte: Mainzer, Göttinger, Freiburger, Feldmann, Uttenweiler, weitere auf Anfrage
- ✓ Signalarten: Sinus-, Puls-, Wobbelton, Schmalband- und Breitbandrauschen
- ✓ Vertäubung gleitend manuell oder automatisch
- ✓ Knochenleitungshörer mit integrierter Vertäubung
- ✓ Pegelerhöhung in 1, 2 oder 5 dB-Schritten
- ✓ Ton- und Sprachaudiometrieprogramm mit grafischer Darstellung der Audiogramme, Überlagern mit älteren Kurven möglich, Tinnitus-Analyse Programm, Ausdruck der Audiogramme und der Hörgeräteverordnung, Datenbankbindung, netzwerkfähig
- ✓ Regiesystem zur Ansteuerung von maximal sechs Lautsprechern, Konditionierungsleuchten, Steuerung der Spielaudiometrie, Bildpräsentation für den Mainzer Kindertest mit schnellem Bildwechsel über TFT-Monitore
- ✓ Lautsprecher passiv, 90 dB
- ✓ Lautsprecher aktiv, 105, 115 oder 120 dB
- ✓ Störschall-Deckenlautsprecher
- ✓ Kindertisch, optional höhenverstellbar, Tische in verschiedenen farbigen Oberflächen, Holzarten bzw. mit Teppichboden bezogen
- ✓ "Train-Show": Eisenbahn mit Steuerung, abdeckbar
- ✓ Stauraum für Schallwandler
- ✓ Bedienertisch und sonstiges Mobiliar
- ✓ kindgerechter Spezialstuhl, vielfältig verstellbar
- ✓ Patientenantworttasten, integriert oder mobil
- ✓ Audiologie PC, low noise, mit TFT-Monitor
- ✓ schallgedämmter PC-Unterschrank
- ✓ Hörfeldskalierung nach MCR oder Würzburger Hörfeld (WHF)
- ✓ Piloten-Hörtest in 15 verschiedenen Sprachen
- ✓ Hörgerätemeßbox und Insitu-Anpaßsystem
- ✓ 1- oder 2-Kanal Bera mit BERaphon
- ✓ OAE-Meßsysteme für TEOAE's und DPOAE's
- ✓ Impedanzmeßsysteme, ipsi- und contralaterale Reflexmessung, Screening und Diagnostik
- ✓ Lieferung, Einweisung, Verkabelung vor Ort inklusive Kalibrierung der Freifeldsysteme in Hinsicht auf die räumlichen und akustischen Gegebenheiten



MAICO Diagnostic GmbH
Salzuffer 13/14
D-10587 Berlin
Telefon (030) 70 71 46 - 20, Fax - 99

Zum Lonnenhohl 5
D-44319 Dortmund
Telefon (0231) 92 53 14 - 0, Fax - 9

e-mail: vertrieb@maico-diagnostic.com
internet: www.maico-diagnostic.de

Überreicht durch: