

## Der schnelle Sehtest für Gesundheitsämter Sehtestgerät TITMUS V3



- 6 E-Haken pro Visusstufe
- E-Haken einzeln einblendbar
- Alle Tests über Fernbedienung steuerbar
- Testdias für Vorschulkinder, ältere Kinder und Jugendliche
- Inklusive speziellem Rollenkoffer
- Mit separater 1,5 dpt. Linse
- Beleuchtung mit mindestens 10.000 Stunden Lebensdauer
- Höhenverstellbar

# Für Sehtests bei Kindern und Jugendlichen

## TITMUS V3

### Einfach zu bedienen

Das Sehtestgerät TITMUS V3 ist sehr einfach zu bedienen und kann durch die einfache Höhenverstellung individuell an jede Körpergröße angepasst werden.

### Vom Vorschulkind bis zum Jugendlichen

Für die Altersgruppen vom Vorschulkind bis zum Jugendlichen sind geeignete Testdias vorhanden, mit denen die wesentlichen Sehfunktionen im Fern- und Nahbereich getestet werden können. Die E-Haken sind einzeln einblendbar. Pro Visusstufe sind 6 E-Haken verfügbar. Mit der "+1,5 dpt. - Linse" kann zusätzlich die Hyperopie untersucht werden.

### Schnelle Sehtests

Alle Dias sind im Gerät integriert und können binnen Sekunden mittels Fernbedienung ausgewählt werden. Ein Testscheibenwechsel ist beim TITMUS V3 überflüssig. Die Dias sind leicht austauschbar, so dass der Anwender die Reihenfolge selbst bestimmen kann.

### Transportabel, für den mobilen Betrieb

Das TITMUS V3 überzeugt durch sein geringes Gewicht von nur 5,9 kg. Zum Transport wird das Gerät einfach zusammen geklappt. Mit dem komfortablen Rollenkoffer lässt sich das TITMUS V3 bequem und sicher transportieren.

### Robust und zuverlässig im täglichen Einsatz

Das Sehtestgerät TITMUS V3 überzeugt auch im harten Praxiseinsatz durch seinen robusten Aufbau und seine besondere Zuverlässigkeit.



TITMUS V3 Rollenkoffer

### Technische Daten

#### Tests

- Sehschärfe (E-Haken) rechts/links
- Stereosehen
- Farbtest E-Haken
- Sehschärfe Zahlen
- Sehschärfe Landolfringe
- Phorie
- Ishihara Farbtest
- Hyperopie (+ 1,5 Dioptrien)


#### Stromversorgung

Netz 100 ... 240 V~, 50/60 Hz, ca. 50 VA

#### Maße und Gewichte

B x H x T: 28 x 19 x 43 cm / 5,9 kg

#### Normen

EN 60601-1, Schutzklasse 1,   
Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

#### Standardzubehör

8 Testdias  
1 Linse + 1,5 dpt.  
Netzkabel  
Staubschutzhülle  
Bedienungsanleitung  
10 Linsenreinigungstücher  
3 Päckchen mit Antibeschlag-Tüchern  
2 Auswertblätter (Kopiervorlage)

#### Sonderzubehör

Dias mit Buchstaben

Bestell-Nr. 801 048

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.



MAICO Diagnostic GmbH  
Salzufer 13/14  
D-10587 Berlin  
Tel.: 030/70 71 46-20  
Fax: 030/70 71 46-99  
E-Mail: [vertrieb@maico.biz](mailto:vertrieb@maico.biz)  
Web: [www.maico.biz](http://www.maico.biz)