

Kalorisator Varioair

Vestibularisdiagnostik mit Luftstimulation



- Einfache Handhabung und exakte Temperaturüberwachung
- Hohe Qualität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
- Verschiedene Temperaturstufen leicht einstellbar

Technische Daten Varioair

Luftmenge	5l/min
Lufttemperatur	20° – 47° C
Tiefste Temperatur	ca. 2° C über Raumtemperatur
Temperaturabweichung	< ± 1°C
Reizdauer	vorwählbar von 1 bis 99 Sekunden
Leistungsaufnahme	85 W
Netzspannung	100 – 240 V - ± 5 %
	50 – 60 Hz
Abmessungen (H x B x T)	145 x 370 x 320 mm
Gewicht	(ca.) 3,7 kg
Farbe	RAL 9002 (grauweiß)
Klassifizierung gemäß EN60601-1	Schutzklasse I, Typ B
	Schutzart IPX0



Vertrieb durch:



MAICO Diagnostic GmbH

Salzufer 13/14
D-10587 Berlin
Tel.: 030/70 71 46-20, Fax-99

Zum Lonnenhohl 5
D-44319 Dortmund
Tel.: 0231/92 5314-0 Fax-9

e-mail: vertrieb@maico.biz
Internet: www.maico-diagnostic.de
850 203/1 07/07

