

Kalorisor Variotherm

Vestibularisdiagnostik mit Wasserstimulation



- Einfache Handhabung und exakte Temperaturüberwachung
- Hohe Qualität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
- Verschiedene Temperaturstufen leicht einstellbar

Technische Daten Variotherm plus

Wassertemperatur
Wasserdurchfluss

20 – 47°C
max. 450 ml/min. ± 10 % bei Spülung
150 ml/min. ± 10 % bei Reizung

Temperaturgenauigkeit
Anschlüsse

Wasserzufluss:
Wasserabfluss:

± 0,6 ± 1 Digit
G 3/4" Außengewinde
G 1/4" Außengewinde
220-240 V ~ ± 10 % 50-60 Hz

Spannungen
Leistungsaufnahme
Abmessungen (H x B x T)
Gewicht
Klassifizierung gemäß EN60601-1

1500 W
144 x 370 x 320 mm
ca. 5,5 kg
Schutzklasse I, Typ B
Schutzgrad Typ IPX0



Vertrieb durch:



MAICO Diagnostic GmbH

Salzufer 13/14
D-10587 Berlin
Tel.: 030/70 71 46-20, Fax-99

Zum Lonnenhohl 5
D-44319 Dortmund
Tel.: 0231/92 5314-0 Fax-9

e-mail: vertrieb@maico.biz
Internet: www.maico-diagnostic.de
850 201/1 07/07

